

(PL) Instrukcja użytkowania

Avicenum PHLEBO 360 podkolanówki

Avicenum PHLEBO 360 poręczochy

Avicenum PHLEBO 360 rajstopy

Avicenum PHLEBO 360 poręczocha z mocowaniem w pasie

Szanowni Klienci, trzymają Państwo w rękach poręczosznicy medycyny wyrób uciskowy, który pomoże Państwu w leczeniu problemów zdrowotnych układu żylnego i limfatycznego. Właściwości tego wyrobu można wspomóc poprzez właściwe użytkowanie i pielęgnację.

Avicenum PHLEBO 360 to poręczosznicy medycyny wyrób uciskowy w II. klasie kompresji (KK II, CCL 2). Jest to wyrób okragłodziany, produkowany z materiałów niedrażniących i niezawierających lateksu. Mechanizm działania poręczosznicy medycznego wyrobu kompresyjnego polega się na wywieraniu określonego ucisku w okolicy kostki kończyn dolnej, który stopniowo maleje kierując się ku sercu. Ucisk w okolicy kostki, w miejscu pomiaru obwodu w punkcie B (patrz tabele rozmiarów) jest największy i osiąga wartości 23-32 mmHg. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczne jest, aby wybrać odpowiedni rozmiar. Wyrób uciskowy powinien być stosowany podczas aktywności fizycznej, natomiast podczas dłuższego przebywania w stanie spoczynku powinien być zdejmowany (chyba, że lekarz zaleci inaczej). Produkty **Avicenum PHLEBO 360** to wyroby medyczne przeznaczone do stosowania w warunkach domowych, jak i placówkach zdrowia.

Nazwa wyrobu:

Avicenum PHLEBO 360 podkolanówki

Warianty wyrobu: czubek otwarty, II. KK, roz. S minus –XXL plus krótkie, S minus –XXL plus długie, **czubek zamknięty**, II.KK, roz. S minus –XXL plus krótkie, S minus –XXL plus długie

Avicenum PHLEBO 360 poręczochy

Warianty wyrobu: koronka, czubek otwarty, II. KK, roz. S -XXL ultra krótkie, S minus –XXL plus krótkie, S minus –XXL plus długie, **koronka, czubek zamknięty**, II. KK, roz. S -XXL ultra krótkie, S minus –XXL plus krótkie, S minus –XXL plus długie, **lamówka, czubek otwarty**, II. KK, roz. S -XXL ultra krótkie, S minus –XXL plus długie, **lamówka, czubek zamknięty**, II. KK, roz. S -XXL ultra krótkie, S minus –XXL plus krótkie, S minus –XXL plus długie

Avicenum PHLEBO 360 rajstopy

Warianty wyrobu: czubek otwarty, II. KK, roz. S krótkie-XXL długie, **czubek zamknięty**, II. KK, roz. S krótkie-XXL długie

Avicenum PHLEBO 360 poręczocha z mocowaniem w pasie

Warianty wyrobu: lewa, czubek otwarty, II. KK, roz. S krótka-XXL długa, **lewa, czubek zamknięty**, II. KK, roz. S krótka -XXL długa, **prawa, czubek otwarty**, II. KK, roz. S krótka-XXL długa **prawa, czubek zamknięty**, II. KK, roz. S krótka -XXL długa

Akcesoria do wyrobu medycznego:

Każde opakowanie wyrobu medycznego **Avicenum PHLEBO 360**, niezależnie od wariantu, dodatkowo zawiera tekstylny nawlekaacz – przyrząd ułatwiający zakładanie wyrobów kompresyjnych Avicenum. Przyrząd ten nie jest wyrobem medycznym. Właściwe stosowanie nawlekaacza opisano poniżej w instrukcji zakładania wyrobu uciskowego.

Zastosowanie:

Avicenum PHLEBO 360 to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w warunkach domowych, jak i placówkach zdrowia.

Przeznaczenie wyrobu medycznego:

Wyrób medyczny przeznaczony do kompresjioterapii stosowanej w chorobach naczyni żylnych i obrzęków różnego pochodzenia kończyn dolnych.

Wskazania: przewlekła niewydolność żylna – subiektywnie i obiektywnie objawy, zapobieganie, pierwotne i wtórne żyłaki kończyn dolnych, zakrzepica żył głębokich, zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych, obrzęk związany z zespołem post-zakrzepowym po pokonaniu zakrzepicy żył głębokich, obrzęki i żyłaki w ciąży, stany po przebytej zakrzepicach i zakrzepowym zapaleniu żył kończyn dolnych, zapobieganie zakrzepicy żył głębokich w chirurgii, oraz konsekwencji choroby zakrzepowo-zatorowej (zwłaszcza chirurgia, ortopedia, ginekologia), obrzęki kończyn dolnych (pooperacyjne i pourazowe, limfatyczne, obrzęki przy nadwadze, idiopatyczne obrzęki kończyn dolnych), ucisk wspierający po skleroterapii żyłaków kończyn dolnych, kompresjoterapia po chirurgicznym zabiegu usunięcia żyłaków (klasyczna operacja, termoablacja radiowa czy ablacja laserowa), zespół zastoiny żylny (zespół Cocketta, ucisk żyły podkolanowej), ucisk w obrębie żyły – wywołany np. guzem, cystą czy otaczającym krwakiem), malformacje żyłne (zespół Klippela-Trénaunau, zespół Parkesa-Webera, zespół Maffucciego), obrzęk limfatyczny (pierwotny i wtórny), lipedemia, terapia owadzeń kończyn, zakrzepica podróżna (zespół klaski ekonomicznej)

Jeśli używasz swojego wyrób kompresyjny po raz pierwszy, zaleca się konsultację lekarską w celu potwierdzenia wskazań do jego stosowania i określenia klasy ucisku. Jeśli to konieczne, należy regularnie kontrolować stan zdrowia przez lekarza.

Przeciwwskazania: stany zapalne skóry z wysiękiem, ostre niedokrwienie kończyny, krytyczne niedokrwienie kończyny –CLI, niewydolność mięśnia sercowego, bolesny obrzęk siniczny i bolesny obrzęk biały, nadwrażliwość na zastosowane materiały, zaburzenia czucia kończyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

Ze względu na znane przeciwwskazania lekarz prowadzący powinien rozważyć użycie poręczosznicych medycznych wyrobów kompresyjnych i ocenić potencjalne ryzyko dla korzyści terapeutycznych wyrobu medycznego.

Grupa docelowa są:

Pacjenci z żyłakami pierwotnymi, pacjenci z zakrzepią żył w wywiadzie i pacjenci z powyższymi wskazaniami. Poręczosznice medyczne wyroby kompresyjne przeznaczone są do stosowania tylko na zdrową, nieuszkodzoną skórę. Poręczosznice medyczne wyroby kompresyjne przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych i obu płci. Nie ma ograniczeń co do stosowania w ciąży.

Efekty uboczne:

Działania uboczne mogą występować zwłaszcza w przypadku nieprawidłowo dobranego rozmiaru lub podczas stosowania poręczosznicych medycznych wyrobów kompresyjnych pomimo przeciwwskazań. Zbyt mocno obciążające kończynie dółny wyroby, mogą powodować otworzenia, pogorszenie krążenia krwi z powodu ucisku naczyni krwionośnych, pogorszenie tkliwości poprzez nadmierny ucisk nerwów. U alergików i wrażliwych osób może wystąpić podrażnienie skóry (zaczerwienienie, swędzenie, pęcherze) w miejscu styku z materiałem, z którego wykonane są poręczosznice medyczne wyroby kompresyjne.

Jak dobrać odpowiedni rozmiar:

Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczne jest, aby wybrać odpowiedni rozmiar. Rozmiar można określić jedynie na podstawie pomiaru obwodów kończyny w miejscach wskazanych na rysunku.

Ostrzeżenia:

Wszystkie obrzęki kończyn dolnych powinny być oceniane przez lekarza. Jeśli obrzęki zaobserwowano po raz pierwszy,przed rozpoczęciem użytkowania poręczosznicych medycznych wyrobów kompresyjnych należy skonsultować się z lekarzem. Nie zaczyna samoleczenia medycznymi wyrobami kompresyjnymi, jeśli nie znasz przyczyny obrzęku. Jednoczesne stosowanie z innymi wyrobami medycznymi (np. opaskami kompresyjnymi) należy zawsze skonsultować z lekarzem.

do pomiaru żyły centymetra krwotokowego pomiaru dokonuj najlepiej rano po przebudzeniu – później kończyny mogą puchnąć, popros o pomoc drugą osobę, pomiary kończyny mogą się od siebie różnić w trakcie leczenia, może to skutkować wymianą poręczosznicyego medycznego wyrobu kompresyjnego na inny rozmiar

Jeśli na podstawie pobranych pomiarów, nie można jednoznacznie określić rozmiaru (np. obwód b odpowiada roz. S, a obwód d już roz. L), należy skontaktować się bezpośrednio z producentem lub wyspecjalizowanym sklepem medycznym. Być może zajdzie potrzeba wyprodukowania wyrobu kompresyjnego pod indywidualne wymiary pacjenta.

Jeśli pomiary lewej i/prawej nogi różnią się znacznie od pomiarów prawej i/prawej nocy, należy skontaktować się bezpośrednio z producentem lub wyspecjalizowanym sklepem medycznym. Być może zajdzie potrzeba wyprodukowania wyrobu kompresyjnego pod indywidualne wymiary pacjenta.

Jeśli pomiar znajduje się na granicy dwóch rozmiarów, wybierz rozmiar większy. Jeśli masz wątpliwość co do wyboru rozmiaru poręczosznicyego medycznego wyrobu kompresyjnego, należy skonsultować się z wyspecjalizowanym sklepem medycznym lub bezpośrednio z producentem.

Jeśli poręczosznice medyczne wyroby kompresyjne często się zakładają, odwiedź specjalistyczny sklep medyczny i popros o pokazanie techniki sprawnego zakładania wyrobu. Należy pamiętać, że dostępnych przyrządów ułatwiających zakładanie poręczochy.

Jeśli lamówka czy koronka nie trzyma się na udzie (poręczochy), należy przetrzeć paski silikonu lub guzki silikonowe roztworem alkoholu, w razie potrzeby zgolić owłosienie w miejscu kontaktu lamówki/koronki ze skórą.

Odpowiednio dobrany rozmiar, gdy: odczuwa się zauważalny, ale nieprzyjemny ucisk wzdłuż kończyny, na której nacignięty jest wyrób, wyrób kompresyjny podczas chodzenia nie marszczy się, nie zbiera pod kolaniem i a podbiciu stopy, lamówka czy koronka poręczoch nie wyna się w skórę uda, mocowanie w pasie nie ścisną zbyt mocno, jest wadliwie wyregulowane (poręczocha z mocowaniem w pasie)

Rozmiar i dane dotyczące producenta można znaleźć na metce wyszytej w górnej części poręczosznicyego medycznego wyrobu kompresyjnego. W przypadku, gdy metka zostanie odcięta z wyrobu w trakcie użytkowania, informację o rozmiarze są wypielcone na podesekowej stronie wyrobu uciskowego.


Zakładanie wyrobów kompresyjnych:

Poręczosznicy medycyny wyrób kompresyjny nacłajają na kończynie stopniowo, nie ciągnij za jego górną krawędź. Najwygodniej jest zakładać wyrób uciskowy z samego rana (na siedząco), jeszcze przed codziennym obciążeniem kończyn dolnych i pojawieniem się obrzęków. Dla łatwiejszego zakładania wyrobu posłuż się załączonym nawlekaaczem do wyrobów kompresyjnych Avicenum. Instrukcja wraz z obrazkami objaśniająca posługiwanie się nawlekaaczem jest załączona do każdego opakowania wyrobu. Podczas zakładania wyrobów kompresyjnych nie powinien mieć kontaktu z ostrymi przedmiotami (bizuterią) lub innymi paznokciami. Dokładna pielęgnacja stop (usunięcie szorstkiej skóry na piętach) zmniejsza ryzyko uszkodzenia wyrobu i zwiększa jego żywotność. Wyrób uciskowy nacłajaj równomiernie bez zgłęb, dzięki czemu nastąpi efektywne rozłożenie ucisku na kończynie. Podczas stosowania kosmetyków pielęgnacyjnych należy odczekać około 15 minut przed założeniem wyrobu uciskowego. W przypadku widocznego uszkodzenia mechanicznego wyrobu, należy wyrób uciskowy zdjąć i najlepiej wymienić na nowy.

Pielęgnacja i konserwacja:

Poręczosznice medyczne wyroby kompresyjne **Avicenum PHLEBO 360** przeznaczone są do wielokrotnego użyciu przez jedną osobę. Swoją skuteczność i bezpieczeństwo zachowują przez okres 6 miesięcy od pierwszego użycia, z zastrzeżeniem stosowania następujących zasad: poręczosznice medyczne wyroby kompresyjne można prać w pralce (w temp. max. 30°C, program delikatne tkaniny) w płynie do prania lub specjalnym płynie do prania kompresyjnych poręczoch, w ochronnym woreczku do prania, nie stosować płynów zmiękczających, nie wiotwać, mokry wyrób kompresyjny odciągnij pomiędzy dwoma ręcznikami, suszyć w pozycji poziomej w zacienionym i przewiewnym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, grzejnika, wyrobów kompresyjnych nie wolno prasować, maksymalna liczba cykli prania to 120, przechowywać w opakowaniu w suchym i zacienionym miejscu, w temperaturze pokojowej, nie wolno ingerować mechanicznie w opaskę, nie odciągnąć wystających nici, nie naprawiać jej i nie odciągnąć lamówki czy koronki, przepuszczność silikonowych paszków na koronce czy guzłach na lamówce odnowi przetarcie ich roztworem alkoholowym (poręczochy). Wyroby kompresyjne należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, środkami myjącymi, miasiami na skórę

Poręczosznice medyczne wyroby kompresyjne mogą być bezpiecznie użytkowane 60 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji jest częścią oznaczenia partii wyrobu medycznego, która jest wyrażona w formie YY / MM-1234567, gdzie YY oznacza rok, a MM miesiąc produkcji.

Symbolo dotyczące pielęgnacji: 

Nie używać płynów zmiękczających

Kiedy nie używać:

Należy natychmiast zaprzestać użytkowania w przypadku, gdy: zauważył mechaniczne uszkodzenia opaski (opaskę wymień na nową), zauważył niepokojącą zmianę stanu zdrowia, która może wynikać z używania wyrobu kompresyjnego, natychmiast zaprzestań korzystania z wyrobu i skontaktuj się z lekarzem prowadzącym

Skład:

Podkolanówki: 60% PA, 40% elastan

Poręczochy: 60% PA, 40% elastan, silikon

Rajstopy: 60% PA, 40% elastan

Poręczocha z mocowaniem w pasie: 60% PA, 40% elastan, plastik

Wyroby kompresyjne nie zawierają żadnych substancji czynnych, w tym pochodnych z krwi, osocza lub tkanek ludzkich czy zwierzęcych.

Utylizacja:

Po zużyciu postępować jak z odzieżą. Jeżeli wyrób kompresyjny podczas użytkowania został zanieczyszczona biologicznie, należy go utylizować z odpadami pochodzenia biologicznego. Nie spalać zużytego wyrobu kompresyjnego, ponieważ może doprowadzić to do powstania toksycznych związków.

Wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły w związku z użytkowaniem poręczosznicyego medycznego wyrobu kompresyjnego, należy zgłaszać do producenta lub do właściwego organu państwa członkowskiego, w miejscu zamieszkania użytkownika i/lub pacjenta:

Użyte skróty:

KK, CCL – klasa kompresji, mmHg – milimetry słupa rtęci (jednostka miary ciśnienia krwi w kończynie dolnej)

Producent:

 ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec

Data ostatniej rewizji tekstu: 21.06.2024



MD



MD

ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec

Dataum poslednjí revízie textu: 21.06.2024



MD

ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec

Dataum poslednjí revízie textu: 21.06.2024



MD

ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec

Dataum poslednjí revízie textu: 21.06.2024



MD

ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec

Dataum poslednjí revízie textu: 21.06.2024



MD

ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec

Dataum poslednjí revízie textu: 21.06.2024

(CZ) Návod k použití

Avicenum PHLEBO 360 punčochy lýtkové

Avicenum PHLEBO 360 punčochy stehenní

Avicenum PHLEBO 360 punčochové kalhoty

Avicenum PHLEBO 360 punčocha s úchytom v pase

Vážený zákazník, v rukou držíte zdravotní kompresivní punčochové zdravotnické prostředky, které Vám pomohou při léčbě žilních či lymfatických chorob. Užité vlastnosti tohoto výrobku podpoříte jeho správným ošetřováním či užíváním.

Avicenum PHLEBO 360 jsou kompresivní punčochové zdravotnické prostředky II. kompresní třídy (II. KT, CCL 2). Jsou vyrobeny technologií kruhového pletení. Materiály použité k výrobě kompresivních punčochových zdravotnických prostředků jsou nedráždivé a neobsahují latex. Mechanismus účinku kompresivních punčochových zdravotnických prostředků spočívá v působení přesně definovaného odstůpňovaného tlaku na dolní končetinu, který se od kotníku směrem v krk postupně snižuje. Tlak v oblasti kotníku v bodu B (viz velikostní tabulka) je nejvyšší a dosahuje hodnot 23 – 32 mmHg. Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit správnou velikost. Kompresivní punčochové zdravotnické prostředky byste měli používat při fyzické zátěži, při delších klidových přestávkách byste měli punčochy sundat (pokud Vás ošetřující lékař neurčí jinak). Produkty **Avicenum PHLEBO 360** jsou zdravotnickými prostředky určenými k použití v domácím prostředí i v poskytovatelů zdravotních služeb.

Název zdravotnického prostředku:

Avicenum PHLEBO 360 punčochy lýtkové

Varianty zdravotnického prostředku: otevřená špiče, II. KT, vel. S minus –XXL plus normal, S minus -XXL plus long, **zavěšená špiče**, II.KT, vel. S minus –XXL plus normal, S minus –XXL plus long

Avicenum PHLEBO 360 punčochy stehenní

Varianty zdravotnického prostředku: krajka, otevřená špiče, II. KT, vel. S -XXL ultra krátké, S minus -XXL plus normal, S minus -XXL plus long, **krajka, zavěšená špiče**, II. KT, vel. S -XXL ultra krátké, S minus -XXL plus normal, S minus -XXL plus long, **lem, otevřená špiče**, II. KT, vel. S -XXL ultra krátké, S minus -XXL plus normal, S minus -XXL plus long, **lem, zavěšená špiče**, II. KT, vel. S -XXL ultra krátké, S minus -XXL plus normal, S minus -XXL plus long

Avicenum PHLEBO 360 punčochové kalhoty

Varianty zdravotnického prostředku: otevřená špiče, II. KT, vel. S normal -XXL long, **zavěšená špiče**, II. KT, vel. S normal -XXL long

Avicenum PHLEBO 360 punčocha s úchytom v pase

Varianty zdravotnického prostředku: levá, otevřená špiče, II. KT, vel. S normal -XXL long, **levá, zavěšená špiče**, II. KT, vel. S normal -XXL long, **práva, otevřená špiče**, II. KT, vel. S normal -XXL long, **práva, zavěšená špiče**, II. KT, vel. S normal -XXL long

Příslušenství ke zdravotnickému prostředku:

Každé balení zdravotnického prostředku **Avicenum PHLEBO 360**, včetně věšné variant, obsahuje jako příslušenství Textilní navlekač kompresivních punčoch Avicenum. Navlekač není zdravotnickým prostředkem a slouží výhradně k usnadnění oblékání kompresivních punčoch Avicenum. Správné použití navlekače je popsáno níže, společně s návodem na správné oblékání kompresivních punčoch.

Uživatelský profil:

Avicenum PHLEBO 360 je zdravotnickým prostředkem určeným k použití v domácím prostředí i u poskytovatelů zdravotních služeb.

Určený účel použití zdravotnického prostředku:

Zdrotnické prostředky určeny ke kompresivní terapii žilních onemocnění a otoků různého původu dolních končetin.

Indikace: chronická žilní insuficience – její subjektivní a objektivní projevy, prevence, primární a sekundární varixy dolních končetin, hluboká žilová flebotrombóza, povrchová žilní tromboflebitida, otoky spojené s posttrombotickým syndromem po překonané hluboké žilní flebotrombóze, otoky a varixy v tetehostní, stavy po prodělání flebotrombózách a tromboflebitidách dolních končetin, prevence hluboké žilové flebotrombózy v chirurgických oborech a následně i tromboembolické choroby (zejména chirurgie, ortopedie, gynecologie), otoky dolních končetin (pooperace i pourazové, lymfatické, otoky při nadvaze, idiopatické otoky dolních končetin), kompresní podpora po skleroterapii varixů dolních končetin, kompresivní podpora po chirurgické extrapci varixů (klasická operace, radiofrekvenční ablace či laserová ablace varixů), syndrom žilní komprese (Cockettovo syndrom- útlak velké ilické žíly pravostannou lílkou tepnou, útlak podkolení žíly, útlak žíly z okolí – např. nádorem, cystou či okolním hematómem), žilní malformace (syndrom Klippel- Trénaunau, Parkes-Weberův syndrom, Maffucci syndrom), lymfedém (primární i sekundární), lipedém, terapie břevčového útlu, cestovní trombóza (syndrom ekonomické tíle)

Pokud kompresivní punčochové zdravotnické prostředky používáte poprvé, je vhodné jejich použití konzultovat s ošetřujícím lékařem, aby určil kompresní třídu, příp. aby byl zdravotní stav pravidelně lékařem kontrolován.

Kontraindikace: akutní mokravé kožní projevy, akutní končetinová ischemie, kritická končetinová ischemie, dekompenzovaná kardiální insuficience, plegmazia coerulea dolens, plegmazia alba dolens, precitlivlost na použité materiály, poruchy citlivosti končetin (např. periferní neuropatie při diabetus mellitus)

Vzhledem ke známým kontraindikacím by měl ošetřující lékař zvážit použití kompresivních punčochových zdravotnických prostředků a posoudit možné riziko s terapeutickým přínosem zdravotnického prostředku.

Cílová skupina pacientů:

Pacienti s primárními varixy, pacienti po prodělané žilní trombóze a dále pacienti s výše zmíněnými indikacemi. Kompresivní punčochové zdravotnické prostředky jsou určeny k použití na zdravou, neporušenou pokožku. Kompresivní punčochové zdravotnické prostředky jsou určeny pro všechny věkové skupiny a obě pohlaví. Není omezení pro použití v tetehostní.

Vedlejší účinky:

Vedlejší účinky se mohou projevít především při nesprávně zvolené velikosti nebo při používání kompresivních punčochových zdravotnických prostředků mimo zátěž. Může dojít k otokům, zhoršení prokrvení vlivem stlačení cév nebo zhoršení citlivosti příslušným stlačením nervů. U vinných a precitlivělých jedinců se může objevit podráždění pokožky (zarudnutí, svědění, tvorba puchýřků) v místě kontaktu s materiálem, ze kterých jsou kompresivní punčochové zdravotnické prostředky vyrobeny.

Jak zvolit správnou velikost kompresivních punčochových zdravotnických prostředků:

Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit správnou velikost. Velikost lze určit z velikostní tabulky změnám obvodu končetiny v místech označených na obrázku.

Upozornění:

Jakékoliv otoky dolních končetin by měl posoudit lékař. Pokud jste otoky pozorovali poprvé, poraďte se před používáním kompresivních punčochových zdravotnických prostředků s ošetřujícím lékařem. Nezádnějí samoléčte kompresivními zdravotnickými prostředky, pokud neznáte příčinu otoků. Kombinaci s jinými zdravotními prostředky (např. bandážemi nebo ortézami) je nutné vždy konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem.

K měření použijte krajčevský metr, měřte vstane, nejlépe rano po probuzení – během dne můžete končetiny otáčet, požádejte o pomoc druhou osobu, naměřené hodnoty se v průběhu léčby mohou měnit - ověřte vždy správnou velikost před použitím nového balení kompresivního punčochového zdravotnického prostředku

Pokud naměřené hodnoty neodpovídají žádné velikosti uvedené ve velikostní tabulce (např. bod b odpovídá roz. S, ale bod d již velikosti L), navštivte specializovanou vědejnú zdravotnických potřeb nebo přímo výrobce. Je možné, že potřebujete kompresivní punčochový zdravotnický prostředek vyrobený na míru přímo pro Vás.

Pokud se naměřené hodnoty výrazně liší pro pravou a levou končetinu, navštivte specializovanou vědejnú zdravotnických potřeb nebo přímo výrobce. Je možné, že potřebujete kompresivní punčochový zdravotnický prostředek vyrobený na míru přímo pro Vás.

Je-li pomiar z nájduje się na granicy dwóch rozmiarów, wybierz rozmiar większy. Jeśli masz wątpliwość co do wyboru rozmiaru poręczosznicyego medycznego wyrobu kompresyjnego, należy skonsultować się z wyspecjalizowanym sklepem medycznym lub bezpośrednio z producentem.

Jeśli poręczosznice medyczne wyroby kompresyjne często się zakładają, odwiedź specjalistyczny sklep medyczny i popros o pokazanie techniki sprawnego zakładania wyrobu. Należy pamiętać, że dostępnych przyrządów ułatwiających zakładanie poręczochy.